



Автоматичен външен дефибрилатор...

... за ВСЕКИ!



напомня да се обадите на тел. 112 и
инструктира стъпка по стъпка през
целия алгоритъм на спасяване

напълно автоматично извършва
дефибрилация при нужда, без това да
зависи от оказващия първа помощ

задейства се лесно
и интуитивно

тактува в правилния ритъм по
време на сърдечния масаж

брои притисканията и
дава инструкция,
кога да извършите
обдишване

върху подложките за
дефибрилация ясно е
илюстрирано, къде да
бъдат поставени

дава инструкции за корекция
на притисканията, ако не са
правилни

дава гласови и
текстови команди на
български език

анализира сърдечната дейност и
самостоятелно взима решение,
дали има нужда от дефибрилация

ако бъде използван в първите 3 минути
след сърдечен арест има **над 50-70%**
вероятност да върне нормалния
сърдечен ритъм и да спаси живот!